

PHARMACIST BOOSTER - 48

PHARMACEUTICAL ENGINEERING

EQUIPMENTS USED FOR DRYING



FALSE CLAIM

WRONG LABEL

MISLEADING



Somketu Sir



FLUID BED DRYER



TRAY DRYER



VACUUM DRYER



SPRAY DRYER



Important for
RRB, AIIMS, ESIC, SEPOY, CISF,
GSSSB, DSSSB, SSC, CGHS etc.



Concept + Revision
कॉन्सेप्ट + रिविजन

हिंदी + English में

CLICK ON BANNER TO WATCH VIDEO



@PharmacyIndia




EQUIPMENT FOR DRYING



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore



- ❑ Classification of dryers, based on methods of solids handling
- ❑ ठोस पदार्थों के संचालन के तरीकों के आधार पर ड्रायर्स का वर्गीकरण



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore





➤ **Classification of dryers, based on methods of solids handling**

MATERIAL NOT AGITATED

STATIC BED DRYERS

CONTINUOUS TYPES

- Tunnel Dryers
- Belt Dryers
- Drum Dryers

BATCH TYPES

- Tray & Truck Dryers
- Vacuum Shelf Dryers
- Freeze Dryers

➤ **ठोस पदार्थों के संचालन के तरीकों के आधार पर ड्रायर्स का वर्गीकरण**

पदार्थ को हिलाया नहीं जाता

स्थिर बेड ड्रायर्स

सतत प्रकार

- टनल ड्रायर्स
- बेल्ट ड्रायर्स
- ड्रम ड्रायर्स

बैच प्रकार

- ट्रे एवं ट्रक ड्रायर्स
- वैक्यूम शेल्फ ड्रायर्स
- फ्रीज ड्रायर्स





➤ EQUIPMENT FOR DRYING

- Drying equipment is selected based on the nature of the material to be dried, its heat sensitivity, and the desired final product characteristics.

➤ सुखाने का उपकरण

- सुखाने वाले उपकरण का चुनाव सुखाए जाने वाले मटीरियल की प्रकृति, उसकी गर्मी के प्रति संवेदनशीलता और तैयार प्रोडक्ट की ज़रूरी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है।





➤ Tray dryer

- **Type** :- Static bed dryer
- **Characteristics and Uses** :-
 - Used for sticky materials, plastic substances, granular mass or crystalline materials, precipitates, and pastes.

➤ ट्रे ड्रायर

- **प्रकार** :- स्थिर बेड ड्रायर
- **विशेषताएँ एवं उपयोग** :-
 - चिपचिपे पदार्थों, प्लास्टिक पदार्थों, दानेदार या क्रिस्टलीय पदार्थों, अवक्षेपों तथा पेस्ट को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है।





@PharmacyIndia



- Crude drugs, chemicals, powders, tablet granules, or parts of equipment are dried in this equipment.

- इसमें कच्ची औषधियाँ, रसायन, पाउडर, टैबलेट ग्रैन्यूल्स तथा उपकरणों के भाग सुखाए जाते हैं।



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore





➤ Drum dryer

- **Type** ; - Moving bed dryer
- **Characteristics and Uses** ; -
 - Used for drying solutions, slurries, and suspensions.
 - The products dried are milk products (a drum dryer is used for the production of milk powder [S]) [ESIC PHARMACIST-2016], starch products, ferrous salts, and suspensions of zinc oxide.

➤ ड्रम ड्रायर


- **प्रकार** :- गतिशील बेड ड्रायर
- **विशेषताएँ एवं उपयोग** :-
 - विलयनों, स्लरी तथा सस्पेंशन को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है।
 - इसका उपयोग दुग्ध उत्पादों—दूध पाउडर के उत्पादन [ESIC PHARMACIST-2016], स्टार्च उत्पादों, फेरस लवणों तथा जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन को सुखाने में किया जाता है।





- Also used for suspensions of kaolin, yeast, pigments, malt extracts, granular extracts, insecticides, DDT, calcium, and barium carbonates.

- इसका उपयोग काओलिन, यीस्ट, पिगमेंट्स, माल्ट एक्सट्रैक्ट्स, ग्रैन्यूलर एक्सट्रैक्ट्स, कीटनाशकों, DDT, कैल्शियम तथा बेरियम कार्बोनेट के सस्पेंशन के लिए भी किया जाता है।



BEST PHARMACIST COURSE

RECOMMENDED FOR YOUR PREPARATION





RRB PHARMACIST

MAY BATCH

ADMISSION OPEN







LIVE CLASSES & DOUBT SOLVING
E-NOTES & TEST SERIES
PREVIOUS YEAR PAPER

6395596959, 8006781759



HSSC PHARMACIST

ADMISSION OPEN

FEATURES

- LIVE CLASSES
- RECORDED CLASSES
- PREVIOUS YEAR PAPERS
- NON - PHARMA TEST SERIES
- PHARMA TEST SERIES
- SUBJECT-WISE E-NOTES



6395596959
8006781759

JOIN NOW

ALL INDIA PHARMACIST

MAY BATCH

ADMISSION OPEN







LIVE CLASSES & DOUBT SOLVING
E-NOTES & TEST SERIES
PREVIOUS YEAR PAPER



AIIMS PHARMACIST

MAY BATCH

ADMISSION OPEN







LIVE CLASSES & DOUBT SOLVING
E-NOTES & TEST SERIES
PREVIOUS YEAR PAPER

6395596959
8006781759



RAJASTHAN PHARMACIST

MAY BATCH

ADMISSION OPEN







LIVE CLASSES & DOUBT SOLVING
E-NOTES & TEST SERIES
PREVIOUS YEAR PAPER

CONTACT FOR ADMISSION RELATED QUERIES- 6395596959, 9259827802



➤ Spray dryer

- **Type** :- Pneumatic dryer
- **Characteristics and Uses** :-
 - An example of a pneumatic dryer.
[RRB PHARMACIST-2019 P-1]
 - The product is **thermolabile**, **hygroscopic**, or undergoes chemical decomposition.

➤ स्प्रे ड्रायर

- **प्रकार** :- न्यूमैटिक ड्रायर
- **विशेषताएँ एवं उपयोग** :-
 - यह न्यूमैटिक ड्रायर का एक उदाहरण है। [RRB PHARMACIST-2019 P-1]
 - इसका उपयोग **ताप-संवेदी**, **आर्द्रताग्राही** या रासायनिक अपघटन वाले उत्पादों के लिए किया जाता है।






- Used for drying Hormones, Vaccines, Vitamins, Gelatin, Dextran, Milk, Plasma, Penicillin, and Dextran
- Antibiotics are preferably dried by a spray dryer. [RJ PHARMACIST-2012]
- The drying process used in the preparation of **smallpox vaccine** is spray drying. [HP PHARMACIST-2016]

- इसका उपयोग हार्मोन, वैक्सीन, विटामिन, जिलेटिन, डेक्सट्रान, दूध, प्लाज्मा, पेनिसिलिन तथा डेक्सट्रान को सुखाने के लिए किया जाता है।
- एंटीबायोटिक्स को प्राथमिक रूप से स्प्रे ड्रायर द्वारा सुखाया जाता है। [RJ PHARMACIST-2012]
- **स्मॉलपॉक्स वैक्सीन** के निर्माण में प्रयुक्त सुखाने की प्रक्रिया स्प्रे ड्राइंग है। [HP PHARMACIST-2016]





@PharmacyIndia



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore





➤ Fluidised bed dryer (FBD)

- **Type** :- Fluidised bed dryer
- **Characteristics and Uses** :-
 - Used for drying of granules in the **production of tablets**.
 - The FBD can be used for three distinct operations: **mixing, granulation, and drying**

➤ फ्लूइडाइज़्ड बेड ड्रायर (FBD)

- **प्रकार** :- फ्लूइडाइज़्ड बेड ड्रायर
- **विशेषताएँ एवं उपयोग** :-
 - **टैबलेट निर्माण** में ग्रेन्यूल्स को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है।
 - FBD का उपयोग तीन अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है: **मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन और ड्राइंग**।





@PharmacyIndia



- A fluidized bed dryer is significantly faster than a tray dryer, approximately 15 times faster. [HPSSC PHARMACIST-2022]

- फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ट्रे ड्रायर की तुलना में लगभग 15 गुना तेज होता है।
[HPSSC PHARMACIST-2022]



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore



➤ Vacuum dryer

- Type :- —
- Characteristics and Uses :-
 - Ideal for **heat-sensitive materials** which undergo decomposition.
 - Commonly used in the pharma industry for drying **soft gelatin capsules**. [CGHS BANGALORE PHARMACIST-2019, DSSSB PHARMACIST-2019]

➤ वैक्यूम ड्रायर

- प्रकार :- —
- विशेषताएँ एवं उपयोग :-
 - अपघटन होने वाले ताप-संवेदी पदार्थों के लिए उपयुक्त है।
 - फार्मास्यूटिकल उद्योग में **सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल** सुखाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। [CGHS BANGALORE PHARMACIST-2019, DSSSB PHARMACIST-2019]





- Suitable for drying dusty and hygroscopic material.
- The Vacuum dryer is the preferred choice when the solvent needs to be recovered. [HP PHARMACIST-2016]

- धूलयुक्त और आर्द्रताग्राही पदार्थों को सुखाने के लिए उपयुक्त है।
- जब सॉल्वेंट को पुनः प्राप्त करना हो, तब वैक्यूम ड्रायर को प्राथमिकता दी जाती है।
[HP PHARMACIST-2016]



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore





➤ Freeze dryer (Lyophilization)

- **Type :-** —
- **Characteristics and Uses :-**
 - **Lyophilisation** is another name for Freeze drying. [RRB PHARMACIST-2019 P-1, KERALA PSC PHARMACIST-2021 P-2] It is a method of drying. [BRKM PHARMACIST-2018]

➤ फ्रीज़ ड्रायर (लायोफिलाइज़ेशन)

- **प्रकार :-** —
- **विशेषताएँ एवं उपयोग :-**
 - **लायोफिलाइज़ेशन**, फ्रीज़ ड्राइंग का दूसरा नाम है। [RRB PHARMACIST-2019 P-1, KERALA PSC PHARMACIST-2021 P-2] यह सुखाने की एक विधि है। [BRKM PHARMACIST-2018]





- The process is based on the principle of **sublimation**, where water is removed from the frozen state directly to a vapor. **[KERALA PHARMACIST-2017, BFUHSMC PHARMACIST-2022]**
- **Involves pre-freezing to solidify water, followed by sublimation under vacuum.**

- यह प्रक्रिया **उर्ध्वपातन** के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें जमे हुए जल को सीधे वाष्प में परिवर्तित करके हटाया जाता है। **[KERALA PHARMACIST-2017, BFUHSMC PHARMACIST-2022]**
- इसमें जल को ठोस बनाने के लिए पहले प्री-फ्रीजिंग की जाती है, जिसके बाद निर्वात में उर्ध्वपातन किया जाता है।





- Used for **blood plasma** and its fractionated products like blood serum preparations. **[ESIC PHARMACIST-2016]**
- Widely used for drying biological products such as **Bacteria, Viral Vaccine, Human Tissue, Antibiotics, Plant Extracts, Steroids, Vitamins, and Enzymes.** **[HPSSC PHARMACIST-2018]**

- इसका उपयोग **ब्लड प्लाज्मा** और उसके पृथक्कृत उत्पादों, जैसे **ब्लड सीरम प्रिपरेशन**, के लिए किया जाता है। **[ESIC PHARMACIST-2016]**
- इसका उपयोग **बैक्टीरिया, वायरल वैक्सीन, मानव ऊतक, एंटीबायोटिक्स, पादप अर्क, स्टेरॉयड, विटामिन और एंजाइम** जैसे जैविक उत्पादों को सुखाने के लिए किया जाता है। **[HPSSC PHARMACIST-2018]**





- **Decomposition** of the product is minimized.
- The final product is **amorphous and readily soluble**.
- It is highly useful for **thermolabile substances**.
- It is important to note that freeze-drying is **NOT a very fast process**.
[HPSSC PHARMACIST-2022]

- उत्पाद का **अपघटन** न्यूनतम होता है।
- अंतिम उत्पाद **अक्रिस्टलीय और आसानी से घुलनशील** होता है।
- यह **ताप-संवेदी पदार्थों** के लिए अत्यधिक उपयोगी है।
- फ्रीज-ड्राइंग **बहुत तेज प्रक्रिया नहीं** है।
[HPSSC PHARMACIST-2022]





@PharmacyIndia



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore



YOUR FINAL

PUNCH





BEFORE SELECTION

BEST BOOK FOR PHARMACIST EXAMS

COMBO BOOKS

Fully
Coloured
Book



CASH



ON DELIVERY

AVAILABLE ON

amazon Flipkart



6395596959, 8006781759

↓ DOWNLOAD PHARMACY
INDIA APP FROM PLAYSTORE



 @PharmacyIndia
DAILY UPDATES

जुड़िए **PHARMACY INDIA**

के साथ.....

**WHATSAPP & TELEGRAM SE JUDNE KE LIYE
ICONS PAR CLICK KARE**



Download Pharmacy India Mobile App from Playstore



@PharmacyIndia



DOWNLOAD "PHARMACY INDIA" MOBILE APP



SCAN ME



Mobile Phone Par Click karein

Download Pharmacy India Mobile App from Playstore

